

1 Wiederholungsprüfung nach DIN EN 62353

Seriennummer der Behandlungsbettliege Novo X550: _____

ACHTUNG!

Die Wiederholungsprüfung ist je nach Belastung bzw. Benutzung spätestens alle 2 Jahre durchzuführen!

	OK	Nicht OK
1. Messung des Widerstand für den zusätzlichen Potentialausgleich und des Geräteableitstroms anhand der aktuellen DIN EN 62353 gemäß Prüfprotokoll für elektr. Sicherheit.	☐	☐
2. Matratze auf Beschädigung überprüfen (Reißverschluss muss nach unten weisen).	☐	☐
3. Die Befestigungsbolzen der Bewegungsmechanik, sowie alle Bolzen der Motoraufhängungen müssen mit U-Scheibe und Sicherungssplint oder Federstecker versehen sein. Darunter fällt auch die Befestigung der verstärkten Sitzteilanbindung	☐	☐
4. Alle Punkte wie unter Punkt 2 beschrieben mit Service Spray einsprühen, ebenso alle Bolzen an den Gelenken	☐	☐
5. Alle Schrauben an den Lagerböcken der Armstützenaufnahme auf festen Sitz prüfen. Allerdings ist unbedingt darauf zu achten, dass alle diese Teile noch gut zu bewegen sind.	☐	☐
6. Klemmhebel am Armstützenbügel auf Vollständigkeit bzw. Funktion prüfen	☐	☐
7. Rollen auf festen Sitz und Bremswirkung prüfen. Drehpunkt am Bremsgestänge mit Service Spray einsprühen	☐	☐
8. Alle Antriebe auf Endposition fahren, um die Motor-Endabschaltung zu überprüfen. Alle Hubrohre der Antriebe dünn mit Service Spray einsprühen.	☐	☐
9. Fußstützenführungsrohr mit Service Spray einsprühen. Dazu Fußstütze ganz ausfahren.	☐	☐
10. Führungsschienen am Basisgestell und Untergestell mit Service Spray einsprühen. Dazu die Bett-Liege in die höchste Position fahren.	☐	☐
11. Kopfteil: Flügelschraube und Steckverbindungen überprüfen.	☐	☐
12. Alle Anschlussstecker, Verbindungskabel auf Quetschstellen auf Bruch und/ oder fehlerhafte Isolation untersuchen. Steckersicherungsleiste an der Steuerung auf Bruch untersuchen.	☐	☐
13. Potentialausgleichsanschlüsse auf festen Sitz und Beschädigung überprüfen.	☐	☐
14. Das Vorhandensein der Abdeckkappen und Gleiter (Stopfen) überprüfen.	☐	☐
15. Alle Stecker auf Bruch prüfen, Verbindungskabel und Netzleitung auf Beschädigung (fehlerhafte, poröse etc. Isolation) prüfen. Funktion der Abschaltbox prüfen.	☐	☐

16. Potentialausgleichsbolzen, sowie die –verbindungskabel auf Beschädigung und festen Sitz prüfen.	☐	☐
17. Verkleidung auf Beschädigung und festen Sitz prüfen. Fehlende bzw. defekte Verkleidungen müssen ersetzt werden, da sonst das Sicherheitskonzept der Liege erlischt.	☐	☐
18. Dialyse-Bett-Liege komplett auf Beschädigung überprüfen. Prüfen ob das Typenschild, sowie sicherheitstechnische Hinweise vorhanden sind.	☐	☐
19. Prüfplakette an der Bettliege erneuern.	☐	☐
Bemerkungen		

Datum:		Unterschrift	